

RESUCITADOR MANUAL



ANESTHETIC
SERIES

RESUCITADOR MANUAL

Características de Resucitador Manual Fortune®:

- Con válvula de presión a H₂O de 40cm.
- 3 tamaños : Infantil, niño y adulto.
- Conector estándar ISO.


A Resucitador de Silicona**B Resucitador de PVC**

Modelo	Infantil	Niño	Adulto	Descripción
Resucitador de Silicona	SR-Infantil	SR-Niño	SR-Adulto	Desechable
Resucitador de PVC	PR-Infantil	PR-Niño	PR-Adulto	Desechable

ESPECIFICACIONES

SR-Infantil:


REF.	Tamaño	Descripción
1610-0001	Infantil	- Mascarilla de silicona #0/#1/#2
		- Válvula de paciente con válvula de presión
		- Bolsa de silicona de 240ml
		- Válvula de reservorio
		- Reservorio oxígeno de 600ml
		- Tubo de oxígeno de 7 pies



1610-0001

PR-Infantil:

REF.	Tamaño	Descripción
1690-0001	Infantil	- Mascarilla Air-Cush de PVC #0/#1/#2
		- Válvula de paciente con válvula de presión
		- Bolsa de PVC de 240ml
		- Válvula de reservorio
		- Reservorio oxígeno de 600ml
		- Tubo de oxígeno de 7 pies




1690-0001

RESUCITADOR MANUAL

SR-Niño:


REF.	Tamaño	Descripción
1610-0002	Niño	- Mascarilla de silicona #3
		- Válvula de paciente con válvula de presión
		- Bolsa de silicona de 500ml
		- Válvula de reservorio
		- Reservorio oxígeno de 2600m
		- Tubo de oxígeno de 7 pies



1610-0002

PR-Niño:


REF.	Tamaño	Descripción
1690-0002	Niño	- Mascarilla Air-Cush de PVC #3
		- Válvula de paciente con válvula de presión
		- Bolsa de PVC de 500ml
		- Válvula de reservorio
		- Reservorio oxígeno de 2600ml
		- Tubo de oxígeno de 7 pies



1690-0002

SR-Adulto:


REF.	Tamaño	Descripción
1610-0003	Adulto	- Mascarilla de silicona #5
		- Válvula de paciente con válvula de presión
		- Bolsa de silicona de 1600ml
		- Válvula de reservorio
		- Reservorio oxígeno de 2600ml
		- Tubo de oxígeno de 7 pies



1610-0003

PR-Adulto:

REF.	Tamaño	Descripción
1690-0003	Adulto	- Mascarilla Air-Cush de PVC #5
		- Válvula de paciente con válvula de presión
		- Bolsa de PVC de 1600ml
		- Válvula de reservorio
		- Reservorio oxígeno de 2600ml
		- Tubo de oxígeno de 7 pies



1690-0003


RESUCITADOR MANUAL

Mascarilla de Silicona


REF.	Tamaño	Aplicación	Descripción
1611-9000	# 0		
1611-9001	# 1	Infantil	
1611-9002	# 2		- Silicona
1611-9003	# 3	Niño	
1611-9004	# 4	Adulto	
1611-9005	# 5		



1611-9000



1611-9001




1611-9002



1611-9003




1611-9004




1611-9005

Mascarilla PVC Air-Cush


REF.	Tamaño	Aplicación	Descripción
1691-9000	# 0		
1691-9001	# 1	Infantil	
1691-9002	# 2		- PVC - Acolchada de aire
1691-9003	# 3	Niño	- Válvula
1691-9004	# 4	Adulto	
1691-9005	# 5		




1691-9000




1691-9001




1691-9002



1691-9003



1691-9004



1691-9005

RESUCITADOR MANUAL

Características de Airway Fortune®:

- La rigidez del Airway se previene la deformación al mordisco del paciente.
- Material plástico y elástico para proteger los dientes del paciente.
- Disponible en 2 modelos : Berman y Guedel.

A Berman Airway

B Guedel Airway



ESPECIFICACIONES

Berman Airway:

REF.	Tamaño	Descripción
1603-9040	40 mm	Infantil
1603-9050	50 mm	
1603-9060	60 mm	
1603-9070	70 mm	Niño
1603-9080	80 mm	
1603-9090	90 mm	
1603-9100	100 mm	Adulto
1603-9110	110 mm	

Guedel Airway:

REF.	Tamaño	Descripción
1603-0040	40 mm	Infantil
1603-0050	50 mm	
1603-0060	60 mm	
1603-0070	70 mm	Niño
1603-0080	80 mm	
1603-0090	90 mm	
1603-0100	100 mm	Adulto
1603-0110	110 mm	



1603-9040




1603-9050



1603-9060




1603-9070



1603-9080



1603-9090



1603-9100



1603-9110



1603-0040



1603-0050



1603-0060



1603-0070



1603-0080



1603-0090



1603-0100



1603-0110

RESUCITADOR MANUAL

La cinta de silicona para la mascarilla Fortune®:

La cinta está diseñada para fijar la mascarilla anestésica y de CPAP.

CARACTERÍSTICAS

Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.


La silicona suave mejora la comodidad y reduce la irritación.

El diseño de "Poke-and-Hook" es para un fácil y rápido acoplamiento y retirada de la mascarilla.

Desechable.

Disponible en 3 tamaños.

- A** Válvula de paciente
- B** Válvula de reservorio
- C** Reservorio de oxígeno
- D** Tubo para oxígeno
- E** Válvula desvío de PEEP
- F** Válvula PEEP
- G** Abre-dientes
- H** Cinta de silicona




RESUCITADOR MANUAL


ESPECIFICACIONES

Válvula de paciente:


REF.	Tamaño	Descripción
1601-9001	22 mm Diámetro Exterior	Válvula de presión a H ₂ O de 40cm
1601-9002		Válvula de presión a H ₂ O de 40cm con bloqueo manual
1601-9003		Sin válvula de presión



1601-9001



1601-9002



1601-9003

Válvula PEEP:

REF.	Tamaño	Descripción
1606-9010	10 cmH ₂ O	PC
1606-9020	20 cmH ₂ O	



1606-9010



1606-9020

Válvula desvío PEEP:

REF.	Tamaño	Descripción
1605-9001	22/30 mm	PC



1605-9001

Válvula de reservorio:

REF.	Tamaño	Descripción
		- 22/25mm para reservorio de oxígeno
1602-9001	22/25 mm	- 22mm I.D. para la válvula



1602-9001

Tubo para oxígeno:


REF.	Tamaño	Descripción
1604-9007	7 pies	PVC



1604-9007

Abre-dientes:

REF.	Tamaño	Descripción
1607-9001	Universal	PC




1607-9001


RESUCITADOR MANUAL

Reservorio de oxígeno:

REF.	Tamaño	Descripción
1602-9060	600 ml	Infantil
1602-9260	2600 ml	Niño y Adulto




1602-9060




1602-9260

La cinta de silicona para la mascarilla:


REF.	Tamaño	Descripción
1699-0001	Infantil	
1699-0002	Adulto-medio	Semi-transparente
1699-0003	Adulto-grande	



1699-0001



1699-0002



1699-0003



fortune
medical

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com