

EL FIJADOR DEL TUBO TRAQUEAL



ANESTHETIC
SERIES

EL FIJADOR DEL TUBO TRAQUEAL

USOS PREVISTOS:

El Fijador del Tubo Traqueal (en adelante se denomina como fijador) se emplea para mantener el tubo traqueal en una posición adecuada. De fácil manejo, mejora la comodidad al paciente.

CARACTERÍSTICAS:


1. Fácil manejo, rápido montaje; evita que se mueva el tubo.
2. Almohadilla anti-ulceración reduce el riesgo de los labios ulcerados.
3. Más pequeño y corto que las vías artificiales, el tamaño compacto del fijador reduce el riesgo de dañar la cavidad oral del paciente.
4. La cinta regulable del fijador reduce el riesgo del daño a la piel. La cinta está diseñada específicamente para la comodidad del paciente.



ESPECIFICACIONES

Diseñado para los tubos traqueales con diámetro externo de 8.0mm a 12.0mm.


Tubos Traqueales de Fortune Medical	Tamaño	Diámetro externo (mm)	Diámetro interno (mm)
	0060 26FR	8.7	6.0
1520 serie,	0065 28FR	9.3	6.5
1525 serie,			
1530 serie,	0070 30FR	10.0	7.0
1535 serie,			
1540 serie,	0075 32FR	10.7	7.5
1545 serie,			
1550 serie,	0080 34FR	11.3	8.0
1555 serie,			
	0085 36FR	12.0	8.5
	0090 38FR	12.7	9.0



1500-0101

Correa de Cuello:

REF. No.	Tamaño	Descripción
1500-0111	Universal	Suave Velcro



1500-0111

