

BIRTH-VAC CUP DE SILICONA

Extractor Obstétrico del Vacío de Silicona
La asistencia segura para el parto



GYNECOLOGIC &
OBSTETRIC
SERIES

BIRTH-VAC CUP DE SILICONA

Birth-Vac Cup de silicona es un producto diseñado para la ayuda durante el parto. Hecho de silicona y el extractor viene con el borde blando que es para reducir el traumatismo a la cabeza del bebé. Una línea de referencia está imprimida verticalmente al extractor para localizar la posición. Un eje rígido con tres bucles proporciona un agarre firme. Un mango de metal cromado ofrece un fácil agarre, y la válvula del mango permite una fácil accesibilidad para el ajuste de vacío.




Birth-Vac Cup de silicona acorta y ayuda la etapa secundaria de parto en la entrega occipital, que evita el riesgo de parto con fórceps. También minimiza el riesgo de traumatismo y la cefalohematoma de cráneo fetal. Birth-Vac Cup es reutilizable y está hecho de silicona de grado médico que permite una vida larga del producto con los procedimientos adecuados de uso, limpieza y reprocesamiento. Disponible en 3 tamaños : 50, 60 y 70mm.

ESPECIFICACIONES

Birth-Vac™ Cup:

REF.	Medida	Descripción
1300-0050	50 mm	- Silicona
1300-0060	60 mm	- Borde blando
1300-0070	70 mm	- Eje rígido




1300-00XX

SERIE DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

BIRTH-VAC CUP DE SILICONA

Válvula para reemplazar:

REF.	Medida	Descripción
1300-9001	Universal	Metal cromado



1300-9001

Tubo de conexión:

REF.	Medida	Descripción
1300-9200	6.0 x 11.0 mm	200 mm de largo



1300-9200



fortune
medical

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com