

SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA

Silicona para una biocompatibilidad superior y una recuperación rápida

- Reservorio de Silicona...5-2
- Bolsa de Recolección...5-3
- Trocar del Drenaje de Herida...5-4
- Dren Plano de Silicona...5-5
- Dren Redondo de Silicona...5-8
- Dren Vac de Silicona...5-11
- Dren Endo de Silicona...5-15
- Dren Hubless Endo de Silicona...5-19
- Conector Endo...5-23

CONJUNTO DE PRODUCTOS

- Drenaje de Herida con FixPad®...5-24

SISTEMA DE DRENAJE DE HERIDA

El drenaje de postquirúrgico puede ser seguro y fácil.



Hecho de silicona de grado médico, FortuneMed® ofrece una línea completa de Reservorios, Drenajes, Trocares y Bolsa de recolección para diferentes aplicaciones quirúrgicas.

Por Qué Silicona?

Las ventajas de la silicona proporcionan una biocompatibilidad superior, flexibilidad y gran comodidad para el paciente.

Por este motivo, el sistema de drenaje de silicona para heridas Fortune® reduce la adhesión del tejido y el trauma durante la curación y retirada, lo que resulta en una inferior reacción extremadamente de tejido en comparación con drenajes hechos de otros elastómeros, como PVC y látex.

- A** Reservorio de Heridas Cerradas de Silicona
- B** Bolsa de Recolección
- C** Trocar
- D** Dren Plano de Silicona
- E** Dren Redondo de Silicona
- F** Dren Vac de Silicona
- G** Dren Endo de Silicona
- H** Dren Hubless Endo de Silicona
- I** Conector Endo




*Data based on 102 female Pacientes operated, 52 using PVC wound drainage system and 50 using Fortune® Silicone Wound Drain System. Drain pull-out time for measuring fluid drawn volume is 6.18 days for PVC system and 5.18 days for silicone system.

RESERVORIO DE HERIDAS CERRADAS DE SILICONA

Características de Reservorio de Silicona Foutune®:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Diseño de presión baja proporciona una succión suave y continúa, y disminuye el traumatismo de tejido.
- El marcado de volumen proporciona una fácil observación visual.
- Fondo plano para colocación.
- Válvula anti-reflujo.
- Gancho y clip para colgar
- Disponible en una variedad de tamaños y modelos.
- Entrada opcional para conectar el segundo tubo (disponible para tamaños 200 / 400 cc)
- Modelo con salida inferior es conectable con la bolsa de recolección.
- Esterilizado por óxido de etileno.


A Reservorio de Heridas Cerradas de Silicona



ESPECIFICACIONES

Reservorio de Heridas Cerradas:

REF.	Tamaño	Entrada	Descripción
2013-0610	100 cc	1	
2013-0615	150 cc		- Salida superior
2013-0620	200 cc	1+1	- Clip para colgar al lado de cama
2013-0640	400 cc		- Salida superior, luer hembra con tapa
2013-1640	400 cc	1+1	- Clip para colgar al lado de cama
2013-0910	100 cc	1	- Salida inferior, con conector macho de calibre grueso
2013-0915	150 cc		- Pinza de compresión y tapón
2013-0920	200 cc	1+1	- Clip para colgar al lado de cama
2013-0940	400 cc		



BOLSA DE RECOLECCIÓN

Características de Bolsa de Recolección Fortune®:

- Conector hembra de calibre grueso para conectar con el Reservorio de salida inferior.
- El marcado de volumen proporciona una fácil observación visual.
- Las bridas para bolsas proporcionan una sujeción segura al cabecera.
- La válvula de anti-reflujo previene el riesgo biológico de personal médico y evita la contaminación al ambiente.


A Bolsa de Recolección




ESPECIFICACIONES

Bolsa de Recolección:


REF.	Tamaño	Descripción
2013-9920	200 cc	- Conector hembra de calibre grueso
2013-9940	400 cc	- Pinza y tapón
2013-9980	800 cc	- Bridas para bolsa



2013-9920



2013-9940




2013-9980

Sistema con Bolsa: Reservorio de Silicona (Salida inferior) + Bolsa de Recolección

REF.	Descripción
0910-9920	Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-9940	Reservorio de 100cc, Bolsa de 400cc
0915-9920	Reservorio de 150cc, Bolsa de 200cc
0915-9940	Reservorio de 150cc, Bolsa de 400cc
0920-9940	Reservorio de 200cc, Bolsa de 400cc
0920-9980	Reservorio de 200cc, Bolsa de 800cc
0940-9940	Reservorio de 400cc, Bolsa de 400cc
0940-9980	Reservorio de 400cc, Bolsa de 800cc

*El **Sistema con Bolsa** se puede complementar con un dren requerido para formar un **Set de Dren con Bolsa**.



0910-9920


TROCAR DE DRENAJE DE HERIDA

Características de Trocar del drenaje de herida Fortune® :

- Hecho de acero inoxidable.
- Afilado, liso y sin residuos.
- Cubierta de protección.
- Especificación personalizada a pedido.

A Trocar

B Trocar Flexible



Características de Trocar Flexible Fortune®:

- Hecho de acero inoxidable.
- Flexible, afilado, liso y sin residuos.
- Cubierta de protección.
- Especificación personalizada está disponible bajo petición.

ESPECIFICACIONES

Trocar:

REF.	Tamaño	Descripción
2015-9008	8 FR	
2015-9010	10 FR	
2015-9016	16 FR	- Acero Inoxidable
2015-9019	19 FR	- Cubierta de protección
2015-9020	20 FR	
2015-9021	21 FR	

Trocar Flexible:

2015-9110	10FR	
2015-9116	16FR	- Flexible
2015-9119	19FR	- Acero inoxidable
2015-9121	21FR	- Cubierta de protección



2015-9021



2015-91xx

DREN PLANO DE SILICONA

Características de Dren Plano de Silicona Fortune®:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Radiopaco.
- Estructura blanda para no ser obstruida.
- Tubo transparente conectado para inspección y observación del drenaje.
- Disponible en una variedad de tamaños y modelos.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Disponible en una variedad de combinación.

A Dren Plano de Silicona

B KIT de Dren Plano de Silicona

C SET* de Dren Plano de Silicona

D Sistema* de Dren Plano de Silicona

E Sistema* de Dren Plano de Silicona (Con Bolsa)



ESPECIFICACIONES


Dren Plano:

REF.	Tamaño	Descripción
2014-0051	2 x 4.5 mm	
2014-0071	3 x 7 mm	- Dren 3/4 perforación de 200 mm
		- Radiopaco
2014-0101	4 x 10 mm	
2014-0131	5 x 13 mm	
2014-0052	2 x 4.5 mm	
● 2014-0072	3 x 7 mm	- Dren con perforación completa de 200 mm
● 2014-0102	4 x 10 mm	- Radiopaco
● 2014-0132	5 x 13 mm	

- Disponible en modelos con marcados de longitud.



2014-OXX1 3/4 Perforación




2014-OXX2 Perforación Completa


KIT de Dren Plano:

REF.	Tamaño	Descripción
2014-9051	2 x 4.5 mm	4.5mm 3/4 perforación, Trocar
2014-9071	3 x 7 mm	7 mm 3/4 perforación, Trocar
2014-9101	4 x 10 mm	10 mm 3/4 perforación, Trocar
2014-9131	5 x 13 mm	13 mm 3/4 perforación, Trocar
2014-9052	2 x 4.5 mm	4.5 mm perforación completa, Trocar
● 2014-9072	3 x 7 mm	7 mm perforación completa, Trocar
● 2014-9102	4 x 10 mm	10 mm perforación completa, Trocar
● 2014-9132	5 x 13 mm	13 mm perforación completa, Trocar

- Disponible en modelos con marcados de longitud.



2014-9XX1 3/4 Perforación con Trocar




2014-9XX2 Perforación Completa con Trocar

DREN PLANO DE SILICONA

SET* de Dren Plano:

REF.	Tamaño	Descripción
0610-0051	2 x 4.5 mm	4.5 mm 3/4 perforación, Reservorio de 100 cc
0610-0071	3 x 7 mm	7 mm 3/4 perforación, Reservorio de 100 cc
0610-0101	4 x 10 mm	10 mm 3/4 perforación, Reservorio de 100 cc
0610-0131	5 x 13 mm	13 mm 3/4 perforación, Reservorio de 100 cc
0610-0052	2 x 4.5 mm	4.5 mm perforación completa, Reservorio de 100 cc
● 0610-0072	3 x 7 mm	7 mm perforación completa, Reservorio de 100 cc
● 0610-0102	4 x 10 mm	10 mm perforación completa, Reservorio de 100 cc
● 0610-0132	5 x 13 mm	13 mm perforación completa, Reservorio de 100 cc


● Disponible en modelos con marcados de longitud.




0610-OXX1 SET de Dren Plano 3/4 Perforación

Sistema* de Dren Plano:


REF.	Tamaño	Descripción
0610-9051	2 x 4.5 mm	4.5 mm 3/4 perforación, Trocar, Reservorio de 100 cc
0610-9071	3 x 7 mm	7 mm 3/4 perforación, Trocar, Reservorio de 100 cc
0610-9101	4 x 10 mm	10 mm 3/4 perforación, Trocar, Reservorio de 100 cc
0610-9131	5 x 13 mm	13 mm 3/4 perforación, Trocar, Reservorio de 100 cc
0610-9052	2 x 4.5 mm	4.5 mm perforación completa, Trocar, Reservorio de 100 cc
0610-9072	3 x 7 mm	7 mm perforación completa, Trocar, Reservorio de 100 cc
0610-9102	4 x 10 mm	10 mm perforación completa, Trocar, Reservorio de 100 cc
0610-9132	5 x 13 mm	13 mm perforación completa, Trocar, Reservorio de 100 cc



0610-9XX1 Sistema de Dren Plano 3/4 Perforación



0610-OXX2 SET de Dren Plano Perforación Completa



0610-9XX2 Sistema de Dren Plano Perforación Completa


DREN PLANO DE SILICONA

Sistema* de Dren Plano (Con Bolsa):


REF.	Tamaño	Descripción
0910-905120	2 x 4.5 mm	4.5 mm 3/4 perforación, Trocar, Reservorio de 100 cc, Bolsa de 200 cc
0910-907120	3 x 7 mm	7 mm 3/4 perforación, Trocar, Reservorio de 100 cc, Bolsa de 200 cc
0910-910120	4 x 10 mm	10 mm 3/4 perforación, Trocar, Reservorio de 100 cc, Bolsa de 200 cc
0910-913120	5 x 13 mm	13 mm 3/4 perforación, Trocar, Reservorio de 100 cc, Bolsa de 200 cc
0910-905220	2 x 4.5 mm	4.5 mm perforación completa, Trocar, Reservorio de 100 cc, Bolsa de 200 cc
0910-907220	3 x 7 mm	7 mm perforación completa, Trocar, Reservorio de 100 cc, Bolsa de 200 cc
0910-910220	4 x 10 mm	10 mm perforación completa, Trocar, Reservorio de 100 cc, Bolsa de 200 cc
0910-913220	5 x 13 mm	13 mm perforación completa, Trocar, Reservorio de 100 cc, Bolsa de 200 cc

* SET de Dren Plano, Sistema de Dren Plano y Sistema de Dren Plano (Con Bolsa) están disponibles con Reservorio de 150 cc, 200cc o 400cc.
Por favor consulte el apéndice adjunto para los códigos de modelos distintos.

* Sistema de Dren Plano (Con Bolsa) está disponible con Bolsa de Recolección de 400cc o 800cc.



0910-9X0120 Sistema de Dren Plano 3/4 Perforación (Con Bolsa)



0910-9X0220 Sistema de Dren Plano Perforación Completa (Con Bolsa)

DREN REDONDO DE SILICONA

Características de Dren Redondo de Silicona Fortune®:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Radiopaco.
- Estructura rígida y flexible para no ser obstruida.
- Disponible en una variedad de tamaños y modelos.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Disponible en una variedad de combinación.


A Dren Redondo de Silicona

B KIT de Dren Redondo de Silicona

C SET* de Dren Redondo de Silicona

D Sistema* de Dren Redondo de Silicona

E Sistema* de Dren Redondo de Silicona (Con Bolsa)



ESPECIFICACIONES

Dren Redondo:

REF.	Tamaño	Descripción
2015-0208	8 FR	
2015-0210	10 FR	
2015-0212	12 FR	- Perforación en la parte final del dren de 900 mm
2015-0214	14 FR	
2015-0216	16 FR	- Línea radiopaca
2015-0218	18 FR	
2015-0220	20 FR	
2015-0308	8 FR	
2015-0310	10 FR	
2015-0312	12 FR	- Perforación en la parte central del dren de 1100 mm
2015-0314	14 FR	
2015-0316	16 FR	- Línea radiopaca
2015-0318	18 FR	
2015-0320	20 FR	




2015-02XX Dren Redondo de Silicona




2015-03XX Dren Redondo de Silicona

KIT de Dren Redondo:

REF.	Tamaño	Descripción
2015-9208	8 FR	8 FR Perforación en la parte final, Trocar
2015-9210	10 FR	10 FR Perforación en la parte final, Trocar
2015-9212	12 FR	12 FR Perforación en la parte final, Trocar
2015-9214	14 FR	14 FR Perforación en la parte final, Trocar
2015-9216	16 FR	16 FR Perforación en la parte final, Trocar
2015-9218	18 FR	18 FR Perforación en la parte final, Trocar
2015-9220	20 FR	20 FR Perforación en la parte final, Trocar
2015-9308	8 FR	8 FR Perforación en la parte central, Trocar
2015-9310	10 FR	10 FR Perforación en la parte central, Trocar
2015-9312	12 FR	12 FR Perforación en la parte central, Trocar
2015-9314	14 FR	14 FR Perforación en la parte central, Trocar
2015-9316	16 FR	16 FR Perforación en la parte central, Trocar
2015-9318	18 FR	18 FR Perforación en la parte central, Trocar
2015-9320	20 FR	20 FR Perforación en la parte central, Trocar



2015-92XX
KIT de Dren Redondo de Silicona




2015-93XX
KIT de Dren Redondo de Silicona

DREN REDONDO DE SILICONA

SET* de Dren Redondo:


REF.	Tamaño	Descripción
0610-0208	8 FR	8 FR Perforación en la parte final , Reservorio de 100cc
0610-0210	10 FR	10 FR Perforación en la parte final , Reservorio de 100cc
0610-0212	12 FR	12 FR Perforación en la parte final , Reservorio de 100cc
0610-0214	14 FR	14 FR Perforación en la parte final , Reservorio de 100cc
0610-0216	16 FR	16 FR Perforación en la parte final , Reservorio de 100cc
0610-0218	18 FR	18 FR Perforación en la parte final , Reservorio de 100cc
0610-0220	20 FR	20 FR Perforación en la parte final , Reservorio de 100cc
0610-0308	8 FR	8 FR Perforación en la parte central , Reservorio de 100cc
0610-0310	10 FR	10 FR Perforación en la parte central , Reservorio de 100cc
0610-0312	12 FR	12 FR Perforación en la parte central , Reservorio de 100cc
0610-0314	14 FR	14 FR Perforación en la parte central , Reservorio de 100cc
0610-0316	16 FR	16 FR Perforación en la parte central , Reservorio de 100cc
0610-0318	18 FR	18 FR Perforación en la parte central , Reservorio de 100cc
0610-0320	20 FR	20 FR Perforación en la parte central , Reservorio de 100cc




0610-02XX SET* de Dren Redondo de Silicona

Sistema* de Dren Redondo:


REF.	Tamaño	Descripción
0610-9208	8 FR	8 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9210	10 FR	10 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9212	12 FR	12 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9214	14 FR	14 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9216	16 FR	16 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9218	18 FR	18 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9220	20 FR	20 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9308	8 FR	8 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9310	10 FR	10 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9312	12 FR	12 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9314	14 FR	14 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9316	16 FR	16 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9318	18 FR	18 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9320	20 FR	20 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc



0610-92XX Sistema* de Dren Redondo de Silicona



0610-03XX SET* de Dren Redondo de Silicona



0610-93XX Sistema* de Dren Redondo de Silicona



DREN REDONDO DE SILICONA

Sistema* de Dren Redondo (Con Bolsa):



REF.	Tamaño	Descripción
0910-920820	8 FR	8 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-921020	10 FR	10 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-921220	12 FR	12 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-921420	14 FR	14 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-921620	16 FR	16 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-921820	18 FR	18 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-922020	20 FR	20 FR Perforación en la parte final, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-930820	8 FR	8 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-931020	10 FR	10 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-931220	12 FR	12 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-931420	14 FR	14 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-931620	16 FR	16 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-931820	18 FR	18 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc
0910-932020	20 FR	20 FR Perforación en la parte central, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200 cc

* SET de Dren Redondo, Sistema de Dren Redondo y Sistema de Dren Redondo (Con Bolsa) están disponibles con Reservorio de 150 cc, 200cc o 400cc. Por favor consulte el apéndice adjunto para los códigos de modelos distintos.

* Sistema de Dren Redondo (Con Bolsa) está disponible con Bolsa de Recolección de 400cc o 800cc.



0910-92XX20 Sistema* de Dren Redondo de Silicona (Con Bolsa)





0910-93XX20 Sistema* de Dren Redondo de Silicona (Con Bolsa)

DREN VAC DE SILICONA

Características de Dren Vac de Silicona Fortune®:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Radiopaco.
- Estructura de canales estrechos en lugar de la perforación
- Facilita el retraimiento contra el sobrecrecimiento de tejido.
- Estructura rígida y flexible para no ser obstruido.
- Transparente para inspección y observación del drenaje.
- Disponible en una variedad de tamaños y modelos.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Disponible en una variedad de combinación.

- A** Dren Vac de Silicona
- B** KIT de Dren Vac de Silicona
- C** SET* de Dren Vac de Silicona
- D** Sistema* de Dren Vac de Silicona
- E** Sistema* de Dren Vac de Silicona (Con Bolsa)




DREN VAC DE SILICONA


ESPECIFICACIONES

Dren Vac:

REF.	Tamaño	Descripción
2014-0410	10 FR	- Dren Vac Redondo
2014-0415	15 FR	- 200mm dren acanalado redondo, 600mm tubo redondo
2014-0419	19 FR	- Radiopaco
2014-0421	21 FR	- Dren Vac Plano
2014-0408	3.5 x 8 mm	- 200mm dren acanalado plano, 600mm de tubo redondo
2014-0411	4 x 11 mm	- Radiopaco




2014-0410/15/19/21




2014-0408/11

KIT de Dren Vac:

REF.	Tamaño	Descripción
2014-9410	10 FR	10 Dren Vac Redondo, Trocar
2014-9415	15 FR	15 Dren Vac Redondo, Trocar
2014-9419	19 FR	19 Dren Vac Redondo, Trocar
2014-9421	21 FR	21 Dren Vac Redondo, Trocar
2014-9408	3.5 x 8 mm	8 Dren Vac Plano, Trocar
2014-9411	4 x 11 mm	11 Dren Vac Plano, Trocar



2014-9410/15/19/21




2014-9408/11


DREN VAC DE SILICONA

SET* de Dren Vac:

REF.	Tamaño	Descripción
0610-0410	10 FR	10 FR Dren Vac Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0415	15 FR	15 FR Dren Vac Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0419	19 FR	19 FR Dren Vac Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0421	21 FR	21 FR Dren Vac Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0408	3.5 x 8 mm	8 mm Dren Vac Plano, Reservorio de 100cc
0610-0411	4 x 11 mm	11 mm Dren Vac Plano, Reservorio de 100cc




0610-0410/15/19/21




0610-0408/11

Sistema* de Dren Vac:

REF.	Tamaño	Descripción
0610-9410	10 FR	10 FR Dren Vac Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9415	15 FR	15 FR Dren Vac Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9419	19 FR	19 FR Dren Vac Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9421	21 FR	21 FR Dren Vac Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9408	3.5 x 8 mm	8 mm Dren Vac Plano, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9411	4 x 11 mm	11 mm Dren Vac Plano, Trocar, Reservorio de 100cc



0610-9410/15/19/21



0610-9408/11

SERIE DE CIRUGÍA GENERAL


DREN VAC DE SILICONA

Sistema* de Dren Vac de Silicona (Con Bolsa):

REF.	Tamaño	Descripción
0910-941020	10 FR	10 Dren Vac Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-941520	15 FR	15 Dren Vac Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-941920	19 FR	19 Dren Vac Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-942120	21 FR	21 Dren Vac Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-940820	3.5 x 8 mm	8 mm Dren Vac Plano, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-941120	4 x 11 mm	11 mm Dren Vac Plano, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc

* SET de Dren Vac, Sistema de Dren Vac y Sistema de Dren Vac (Con Bolsa) están disponibles con Reservorio de 150 cc, 200cc o 400cc.
 Por favor consulte el apéndice adjunto para los códigos de modelos distintos.

* Sistema de Dren Vac (Con Bolsa) está disponible con Bolsa de Recolección de 400cc o 800cc.



DREN ENDO DE SILICONA

Características de Dren Endo de Silicona Fortune®:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Línea Radiopaca.
- Estructura de canales estrechos en lugar de la perforación.
- Facilita el retraimiento contra el sobrecrecimiento de tejido.
- Estructura rígida y flexible para no ser obstruido.
- Transparente para inspección y observación del drenaje.
- Disponible en una variedad de tamaños.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Disponible en una variedad de combinación.

A Dren Endo de Silicona

B KIT de Dren Endo de Silicona

C SET* de Dren Endo de Silicona

D Sistema* de Dren Endo de Silicona


E Sistema* de Dren Endo de Silicona (Con Bolsa)



ESPECIFICACIONES

Dren Endo:


REF.	Tamaño	Descripción
2015-0610	10 FR	
2015-0615	15 FR	- Dren transparente de 1200mm - Línea Radiopaca
2015-0619	19 FR	
2015-0621	21 FR	



2015-06XX Dren Endo de Silicona

KIT de Dren Endo:

REF.	Tamaño	Descripción
2015-9610	10 FR	10 FR Dren Endo Redondo, Trocar
2015-9615	15 FR	15 FR Dren Endo Redondo, Trocar
2015-9619	19 FR	19 FR Dren Endo Redondo, Trocar
2015-9621	21 FR	21 FR Dren Endo Redondo, Trocar




2015-96XX KIT de Dren Endo de Silicona

DREN ENDO DE SILICONA

SET* de Dren Endo:


REF.	Tamaño	Descripción
0610-0610	10 FR	10 FR Dren Endo Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0615	15 FR	15 FR Dren Endo Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0619	19 FR	19 FR Dren Endo Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0621	21 FR	21 FR Dren Endo Redondo, Reservorio de 100cc



0610-06XX

Sistema* de Dren Endo:

REF.	Tamaño	Descripción
0610-9610	10 FR	10 FR Dren Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9615	15 FR	15 FR Dren Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9619	19 FR	19 FR Dren Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9621	21 FR	21 FR Dren Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc



0610-96XX



Sistema* de Dren Endo (Con Bolsa):

REF.	Tamaño	Descripción
0910-961020	10 FR	10 FR Dren Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-961520	15 FR	15 FR Dren Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-961920	19 FR	19 FR Dren Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-962120	21 FR	21 FR Dren Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc

* SET de Dren Endo, Sistema de Dren Endo y Sistema de Dren Endo (con Bolsa) se venden también con Reservorio de 150 cc, 200cc o 400cc.

Por favor consulte el apéndice adjunto para los códigos de modelos distintos.

* Sistema de Dren Endo (con Bolsa) se vende también con Bolsa de recolección de 400cc o 800cc.



0910-96XX20

DREN ENDO DE SILICONA (TROCAR/ TROCAR FLEXIBLE + CONECTOR J)

CARACTERÍSTICAS:

Trocar: Por favor refiérase a la página 5-4.

Conector J:


El conector J está diseñado para conectar el Dren Endo de tamaño 10FR/15FR/19FR/21FR y el Reservorio de muelles. Está hecho de PVC no tóxico, y es flexible para reducir la fractura. El lado del conector J con que conecta el Dren Endo está estrechado, y hace el montaje y el desmontaje más fácil.



ESPECIFICACIONES

KIT de Dren Endo de Silicona (Trocar+Conector J):

2015-9610J	10FR	10 FR Endo, Trocar, Conector J
2015-9615J	15FR	15 FR Endo, Trocar, Conector J
2015-9619J	19FR	19 FR Endo, Trocar, Conector J
2015-9621J	21FR	21 FR Endo, Trocar, Conector J




2015-96xxJ

DREN ENDO DE SILICONA (TROCAR/ TROCAR FLEXIBLE + CONECTOR J)

Dren Endo con Trocar Flexible:

2015-9610B	10FR	10 FR Endo, Trocar Flexible
2015-9615B	15FR	15 FR Endo, Trocar Flexible
2015-9619B	19FR	19 FR Endo, Trocar Flexible
2015-9621B	21FR	21 FR Endo, Trocar Flexible




2015-96xxB

KIT de Dren Endo de Silicona

(Trocar Flexible +Conector J):

2015-9610JB	10FR	10 FR Endo, Trocar Flexible, Conector J
2015-9615JB	15FR	15 FR Endo, Trocar Flexible, Conector J
2015-9619JB	19FR	19 FR Endo, Trocar Flexible, Conector J
2015-9621JB	21FR	21 FR Endo, Trocar Flexible, Conector J




2015-96xxJB

Trocar Flexible:

- Hecho de acero inoxidable.
- Flexible, afilado, liso y sin residuos.
- Cubierta de protección.
- Especificación personalizada está disponible bajo petición.

2015-9110	10FR	- Flexible
2015-9116	16FR	- Acero inoxidable
2015-9119	19FR	- Cubierta de protección
2015-9121	21FR	



2015-91xx

DREN HUBLESS ENDO DE SILICONA

Características de Dren Hubless Endo de Silicona Fortune®:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Diseño de Hubless
- Línea Radiopaca
- Estructura de canales estrechos en lugar de la perforación
- Facilita el retraimiento contra el sobrecrecimiento de tejido
- Estructura rígida y flexible para no ser obstruida.
- Transparente para inspección y observación del drenaje
- Disponible en una variedad de tamaños.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Disponible en una variedad de combinación.


- A** Dren Hubless Endo de Silicona
- B** KIT de Dren Hubless Endo de Silicona
- C** SET* de Dren Hubless Endo de Silicona
- D** Sistema* de Dren Hubless Endo de Silicona
- E** Sistema* de Dren Hubless Endo de Silicona (con Bolsa)



ESPECIFICACIONES

Dren Hubless Endo:


REF.	Medida	Descripción
2015-0710	10 FR	
2015-0715	15 FR	
2015-0719	19 FR	- Dren transparente de 1200mm - Línea Radiopaca
2015-0721	21 FR	
2015-0724	24 FR	
2015-0729	29 FR	



2015-07XX

KIT de Dren Hubless de Silicona:

REF.	Medida	Descripción
2015-9710	10 FR	10 FR Dren Hubless Endo, con Trocar
2015-9715	15 FR	15 FR Dren Hubless Endo, con Trocar
2015-9719	19 FR	19 FR Dren Hubless Endo, con Trocar
2015-9721	21 FR	21 FR Dren Hubless Endo, con Trocar




2015-97XX

DREN HUBLESS ENDO DE SILICONA

SET* de Dren Hubless Endo de Silicona:


REF.	Medida	Descripción
0610-0710	10 FR	10 FR Dren Hubless Endo Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0715	15 FR	15 FR Dren Hubless Endo Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0719	19 FR	19 FR Dren Hubless Endo Redondo, Reservorio de 100cc
0610-0721	21 FR	21 FR Dren Hubless Endo Redondo, Reservorio de 100cc



0610-07XX

Sistema* de Dren Hubless Endo:

REF.	Medida	Descripción
0610-9710	10 FR	10 FR Dren Hubless Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9715	15 FR	15 FR Dren Hubless Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9719	19 FR	19 FR Dren Hubless Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc
0610-9721	21 FR	21 FR Dren Hubless Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc




0610-97XX

Sistema* de Dren Hubless Endo de Silicona (con Bolsa):

REF.	Medida	Descripción
0910-971020	10 FR	10 FR Dren Hubless Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-971520	15 FR	15 FR Dren Hubless Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-971920	19 FR	19 FR Dren Hubless Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc
0910-972120	21 FR	21 FR Dren Hubless Endo Redondo, Trocar, Reservorio de 100cc, Bolsa de 200cc

* SET de Dren Hubless Endo, Sistema de Dren Hubless Endo y Sistema de Dren Hubless Endo (con Bolsa) se venden también con Reservorio de 150 cc, 200cc o 400cc. Por favor consulte el apéndice adjunto para los códigos de modelos distintos.

* Sistema de Dren Hubless Endo (con Bolsa) se vende también con Bolsa de recolección de 400cc o 800cc.



0910-97XX20

DREN HUBLESS ENDO DE SILICONA (TROCAR/ TROCAR FLEXIBLE + CONECTOR J)

CARACTERÍSTICAS:

Trocar: Por favor refiérase a la página 5-4.

Conector J:


El conector J está diseñado para conectar el Endo Drain de tamaño 10FR/15FR/19FR/21FR y el Reservorio de muelles. Está hecho de PVC no tóxico, y es flexible para reducir la fractura. El lado del conector J con que conecta el Endo Drain está estrechado, y hace el montaje y el desmontaje más fácil.



ESPECIFICACIONES

Dren Hubless Endo + Conector J:


2015-0710J	10FR	10FR Hubess Endo, Conector J
2015-0715J	15FR	15 FR Hubess Endo, Conector J
2015-0719J	19FR	19 FR Hubess Endo, Conector J
2015-0721J	21FR	21 FR Hubess Endo, Conector J



2015-07xxJ

KIT de Dren Hubless Endo (Trocar+Conector J):

2015-9710J	10FR	10 FR Hubess Endo, Trocar, Conector J
2015-9715J	15FR	15 FR Hubess Endo, Trocar, Conector J
2015-9719J	19FR	19 FR Hubess Endo, Trocar, Conector J
2015-9721J	21FR	21 FR Hubess Endo, Trocar, Conector J




2015-97xxJ

DREN HUBLESS ENDO DE SILICONA (TROCAR/ TROCAR FLEXIBLE + CONECTOR J)

Dren Hubless Endo con Trocar Flexible:


2015-9710B	10FR	10 FR Hubess Endo, Trocar Flexible
2015-9715B	15FR	15 FR Hubess Endo, Trocar Flexible
2015-9719B	19FR	19 FR Hubess Endo, Trocar Flexible
2015-9721B	21FR	21 FR Hubess Endo, Trocar Flexible



2015-97xxB

KIT de Dren Hubless Endo (Trocar Flexible +Conector J):

2015-9710JB	10FR	10 FR Hubess Endo, Trocar Flexible, Conector J
2015-9715JB	15FR	15 FR Hubess Endo, Trocar Flexible, Conector J
2015-9719JB	19FR	19 FR Hubess Endo, Trocar Flexible, Conector J
2015-9721JB	21FR	21 FR Hubess Endo, Trocar Flexible, Conector J




2015-97xxJB

Trocar Flexible:

- Hecho de acero inoxidable.
- Flexible, afilado, liso y sin residuos.
- Cubierta de protección.
- Especificación personalizada está disponible bajo petición.

2015-9110	10FR	- Flexible
2015-9116	16FR	- Acero inoxidable
2015-9119	19FR	- Cubierta de protección
2015-9121	21FR	




2015-91xx

CONECTOR ENDO


Características de Conector Endo Fortune®:

- El Conector Endo Fortune® está diseñado para conector con el Dren Endo o Dren Hubless Endo para extraer los fluidos de las cavidades corporales.




ESPECIFICACIONES

REF.	Descripción
2015-8601	-1:1 con tapón, conecta 1-1 Dren Endo de 19, 21, 24 y 29FR, el fuente cabe con el tubo de 10-13mm.
2015-8603	-1:3 con tapón, conecta 1-3 Dren Endo de 19, 21, 24 y 29FR, el fuente cabe con el tubo de 10-13mm.



2015-8601



2015-8603



USO PREVISTO:

El drenaje de herida Fortune® está diseñado para extraer los fluidos de las cavidades corporales.

El FixPad® Dispositivo de Anclaje se puede usar con diferentes modelos de los drenes de herida.


Características:

Drenaje de Herida Fortune®:

- Silicón de grado médico para la biocompatibilidad superior.
- Excelente resistencia al desgarro y a la tracción, gran elongación, flexibilidad y rango de dureza.
- Disponible en varios tipos (Dren Plano/ Dren Vac/ Dren Redondo/ Dren Endo/ Dren Hubless Endo)

Fortune® FixPad® Dispositivo de Anclaje:


- Aplicable a los tubos o sondas redondas con diámetro exterior entre 3mm y 12mm (9FR a 36FR).
- La almohadilla adhesiva está hecha de tela no tejida y recubierta con adhesivo médico sensible a la presión.
- Fácil de aplicar y remover sin dejar residuos pegajosos.
- Mantenga la piel seca y limpie antes de usar.
- Minimiza la alergia a la piel.




ESPECIFICACIONES

Dren Plano de Silicona & FixPad® Dispositivo de Anclaje:

REF.	Tamaño	Descripción del Dren Plano
FD14-0051	2 x 4.5 mm	
FD14-0071	3 x 7 mm	- Dren 3/4 perforación de 200 mm
FD14-0101	4 x 10 mm	- Radiopaco
FD14-0131	5 x 13 mm	
FD14-0052	2 x 4.5 mm	
FD14-0072	3 x 7 mm	- Dren con perforación completa de 200 mm
FD14-0102	4 x 10 mm	- Radiopaco
FD14-0132	5 x 13 mm	



FD14-OXX1 3/4 Perforación





FD14-OXX2 Perforación Completa




Dren Vac de Silicona & FixPad® Dispositivo de Anclaje:

REF.	Tamaño	Descripción del Dren Vac
FD14-0410	10 FR	- Dren Vac Redondo
FD14-0415	15 FR	- 200mm dren acanalado redondo, 600mm tubo redondo
FD14-0419	19 FR	- Radiopaco
FD14-0421	21 FR	- Dren Vac Plano
FD14-0408	3,5 x 8 mm	- 200mm dren acanalado plano, 600mm de tubo redondo
FD14-0411	4 x 11 mm	- Radiopaco




Dren Redondo de Silicona & FixPad® Dispositivo de Anclaje:

REF.	Tamaño	Descripción del Dren Redondo
FD15-0210	10 FR	
FD15-0212	12 FR	
FD15-0214	14 FR	- Perforación en la parte final del dren de 900 mm
FD15-0216	16 FR	- Línea radiopaca
FD15-0218	18 FR	
FD15-0220	20 FR	




Dren Endo de Silicona & FixPad® Dispositivo de Anclaje:

REF.	Tamaño	Descripción del Dren Endo
FD15-0610	10 FR	
FD15-0615	15 FR	
FD15-0619	19 FR	- Dren transparente de 1200mm
FD15-0621	21 FR	- Línea Radiopaca
FD15-0624	24 FR	
FD15-0629	29 FR	



Dren Hubless Endo de Silicona & FixPad® Dispositivo de Anclaje:

REF.	Tamaño	Descripción del Dren Hubless Endo
FD15-0710	10 FR	
FD15-0715	15 FR	
FD15-0719	19 FR	- Dren transparente de 1200mm
FD15-0721	21 FR	- Línea Radiopaca
FD15-0724	24 FR	
FD15-0729	29 FR	



Product	REF. No.	Size	pc /box	box /ctn	pc /ctn	cuft /ctn	Description
Flat Drain Set (Top outlet Reservoir + Flat Drain)	0610-0051	100 cc Reservoir + Flat Drain	10	8	80	3.2	4.5 mm Flat 3/4 + 100 cc Reservoir
	0610-0071						7 mm Flat 3/4 + 100 cc Reservoir
	0610-0101						10 mm Flat 3/4 + 100 cc Reservoir
	0610-0131						13 mm Flat 3/4 + 100 cc Reservoir
	0610-0052						4.5 mm Flat full + 100 cc Reservoir
	0610-0072						7 mm Flat full + 100 cc Reservoir
	0610-0102						10 mm Flat full + 100 cc Reservoir
	0610-0132						13 mm Flat full + 100 cc Reservoir
	0615-0051	150 cc Reservoir + Flat Drain	10	8	80	3.2	4.5 mm Flat 3/4 + 150 cc Reservoir
	0615-0071						7 mm Flat 3/4 + 150 cc Reservoir
	0615-0101						10 mm Flat 3/4 + 150 cc Reservoir
	0615-0131						13 mm Flat 3/4 + 150 cc Reservoir
	0615-0052						4.5 mm Flat full + 150 cc Reservoir
	0615-0072						7 mm Flat full + 150 cc Reservoir
	0615-0102						10 mm Flat full + 150 cc Reservoir
	0615-0132						13 mm Flat full + 150 cc Reservoir
	0620-0051	200 cc Reservoir + Flat Drain	5	8	40	3.2	4.5 mm Flat 3/4 + 200 cc Reservoir
	0620-0071						7 mm Flat 3/4 + 200 cc Reservoir
	0620-0101						10 mm Flat 3/4 + 200 cc Reservoir
	0620-0131						13 mm Flat 3/4 + 200 cc Reservoir
	0620-0052						4.5 mm Flat full + 200 cc Reservoir
	0620-0072						7 mm Flat full + 200 cc Reservoir
	0620-0102						10 mm Flat full + 200 cc Reservoir
	0620-0132						13 mm Flat full + 200 cc Reservoir
	0640-0071	400 cc Reservoir + Flat Drain	5	8	40	4	7 mm Flat 3/4 + 400 cc Reservoir
	0640-0101						10 mm Flat 3/4 + 400 cc Reservoir
	0640-0131						13 mm Flat 3/4 + 400 cc Reservoir
	0640-0072						7 mm Flat full + 400 cc Reservoir
	0640-0102						10 mm Flat full + 400 cc Reservoir
	0640-0132						13 mm Flat full + 400 cc Reservoir
Flat Drain System (Top outlet Reservoir + Flat Drain + Trocar)	0610-9051	100 cc Reservoir + Flat Drain Kit	10	8	80	3.2	4.5 mm Flat 3/4 + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9071						7 mm Flat 3/4 + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9101						10 mm Flat 3/4 + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9131						13 mm Flat 3/4 + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9052						4.5 mm Flat full + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9072						7 mm Flat full + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9102						10 mm Flat full + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9132						13 mm Flat full + Trocar + 100 cc Reservoir
	0615-9051	150 cc Reservoir + Flat Drain Kit	10	8	80	3.2	4.5 mm Flat 3/4 + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9071						7 mm Flat 3/4 + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9101						10 mm Flat 3/4 + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9131						13 mm Flat 3/4 + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9052						4.5 mm Flat full + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9072						7 mm Flat full + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9102						10 mm Flat full + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9132						13 mm Flat full + Trocar + 150 cc Reservoir
	0620-9051	200 cc Reservoir + Flat Drain Kit	5	8	40	3.2	4.5 mm Flat 3/4 + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9071						7 mm Flat 3/4 + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9101						10 mm Flat 3/4 + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9131						13 mm Flat 3/4 + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9052						4.5 mm Flat full + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9072						7 mm Flat full + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9102						10 mm Flat full + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9132						13 mm Flat full + Trocar + 200 cc Reservoir
	0640-9071	400 cc Reservoir + Flat Drain Kit	5	8	40	4	7 mm Flat 3/4 + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9101						10 mm Flat 3/4 + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9131						13 mm Flat 3/4 + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9072						7 mm Flat full + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9102						10 mm Flat full + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9132						13 mm Flat full + Trocar + 400 cc Reservoir

Product	REF. No.	Size	pc /box	box /ctn	pc /ctn	cuft /ctn	Description
Flat Drain Bag System (Bottom outlet Reservoir + Flat Drain + Trocar + Collection Bag)	0910-905120	100 cc Reservoir + Flat Drain Kit + 200 cc Collection Bag	10	8	80	4	4.5 mm Flat 3/4 + Trocar + 100 Reservoir +200 Bag
	0910-907120						7 mm Flat 3/4 + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-910120						10 mm Flat 3/4 + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-913120						13 mm Flat 3/4 + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-905220						4.5 mm Flat full + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-907220						7 mm Flat full + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-910220						10 mm Flat full + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-913220						13 mm Flat full + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0915-905140	150 cc Reservoir + Flat Drain Kit + 400 cc Collection Bag	10	8	80	4	4.5 mm Flat 3/4 + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-907140						7 mm Flat 3/4 + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-910140						10 mm Flat 3/4 + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-913140						13 mm Flat 3/4 + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-905240						4.5 mm Flat full + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-907240						7 mm Flat full + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-910240						10 mm Flat full + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-913240						13 mm Flat full + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0920-905140	200 cc Reservoir + Flat Drain Kit + 400 cc Collection Bag	5	8	40	4	4.5 mm Flat 3/4 + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-907140						7 mm Flat 3/4 + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-910140						10 mm Flat 3/4 + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-913140						13 mm Flat 3/4 + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-905240						4.5 mm Flat full + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-907240						7 mm Flat full + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-910240						10 mm Flat full + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-913240						13 mm Flat full + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0940-907180	400 cc Reservoir + Flat Drain Kit + 800 cc Collection Bag	5	8	40	4	7 mm Flat 3/4 + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-910180						10 mm Flat 3/4 + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-913180						13 mm Flat 3/4 + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-907280						7 mm Flat full + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-910280						10 mm Flat full + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-913280						13 mm Flat full + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
Vac-Drain Set (Top outlet Reservoir + Vac-Drain)	0610-0410	100 cc Reservoir + full Vac-Drain	10	8	80	3.2	10 FR full Vac + 100 cc Reservoir
	0610-0415						15 FR full Vac + 100 cc Reservoir
	0610-0419						19 FR full Vac + 100 cc Reservoir
	0610-0421						21 FR full Vac + 100 cc Reservoir
	0610-0408						8 mm full Vac + 100 cc Reservoir
	0610-0411	150 cc Reservoir + full Vac-Drain	10	8	80	3.2	11 mm full Vac + 100 cc Reservoir
	0615-0410						10 FR full Vac + 150 cc Reservoir
	0615-0415						15 FR full Vac + 150 cc Reservoir
	0615-0419						19 FR full Vac + 150 cc Reservoir
	0615-0421						21 FR full Vac + 150 cc Reservoir
	0615-0408						8 mm full Vac + 150 cc Reservoir
	0615-0411	200 cc Reservoir + full Vac-Drain	5	8	40	3.2	11 mm full Vac + 150 cc Reservoir
	0620-0410						10 FR full Vac + 200 cc Reservoir
	0620-0415						15 FR full Vac + 200 cc Reservoir
	0620-0419						19 FR full Vac + 200 cc Reservoir
	0620-0421						21 FR full Vac + 200 cc Reservoir
	0620-0408						8 mm full Vac + 200 cc Reservoir
	0620-0411	400 cc Reservoir + full Vac-Drain	5	8	40	4	11 mm full Vac + 200 cc Reservoir
	0640-0415						15 FR full Vac + 400 cc Reservoir
	0640-0419						19 FR full Vac + 400 cc Reservoir
	0640-0421						21 FR full Vac + 400 cc Reservoir
	0640-0408						8 mm full Vac + 400 cc Reservoir
	0640-0411						11 mm full Vac + 400 cc Reservoir

Product	REF. No.	Size	pc /box	box /ctn	pc /ctn	cuft /ctn	Description
Vac-Drain Sytem (Top outlet Reservoir + Vac-Drain + Trocar)	0610-9410 0610-9415 0610-9419 0610-9421	100 cc Reservoir + full Vac-Drain Kit	10	8	80	3.2	10 FR full Vac + Trocar + 100 cc Reservoir 15 FR full Vac + Trocar + 100 cc Reservoir 19 FR full Vac + Trocar + 100 cc Reservoir 21 FR full Vac + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9408 0610-9411						8 mm full Vac + Trocar + 100 cc Reservoir 11 mm full Vac + Trocar + 100 cc Reservoir
	0615-9410 0615-9415 0615-9419 0615-9421	150 cc Reservoir + full Vac-Drain Kit	10	8	80	3.2	10 FR full Vac + Trocar + 150 cc Reservoir 15 FR full Vac + Trocar + 150 cc Reservoir 19 FR full Vac + Trocar + 150 cc Reservoir 21 FR full Vac + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9408 0615-9411						8 mm full Vac + Trocar + 150 cc Reservoir 11 mm full Vac + Trocar + 150 cc Reservoir
	0620-9410 0620-9415 0620-9419 0620-9421	200 cc Reservoir + full Vac-Drain Kit	5	8	40	4	10 FR full Vac + Trocar + 200 cc Reservoir 15 FR full Vac + Trocar + 200 cc Reservoir 19 FR full Vac + Trocar + 200 cc Reservoir 21 FR full Vac + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9408 0620-9411						8 mm full Vac + Trocar + 200 cc Reservoir 11 mm full Vac + Trocar + 200 cc Reservoir
	0640-9415 0640-9419 0640-9421	400 cc Reservoir + full Vac-Drain Kit	5	8	40	4	15 FR full Vac + Trocar + 400 cc Reservoir 19 FR full Vac + Trocar + 400 cc Reservoir 21 FR full Vac + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9408 0640-9411						8 mm full Vac + Trocar + 400 Reservoir 11 mm full Vac + Trocar+ 400 cc Reservoir
Vac-Drain Bag Sytem (Bottom outlet Reservoir + Vac-Drain + Trocar + Collection Bag)	0910-941020 0910-941520 0910-941920 0910-942120	100 cc Reservoir + full Vac-Drain Kit + 200 cc Collection Bag	10	8	80	4	10 FR full Vac + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag 15 FR full Vac + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag 19 FR full Vac + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag 21 FR full Vac + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-940820 0910-941120						8 mm full Vac + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag 11 mm full Vac + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0915-941040 0915-941540 0915-941940 0915-942140	150 cc Reservoir + full Vac-Drain Kit + 400 cc Collection Bag	10	8	80	4	10 FR full Vac + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag 15 FR full Vac + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag 19 FR full Vac + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag 21 FR full Vac + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-940840 0915-941140						8 mm full Vac + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag 11 mm full Vac + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0920-941040 0920-941540 0920-941940 0920-942140	200 cc Reservoir + full Vac-Drain Kit + 400 cc Collection Bag	5	8	40	4	10 FR full Vac + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag 15 FR full Vac + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag 19 FR full Vac + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag 21 FR full Vac + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-940840 0920-941140						8 mm full Vac + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag 11 mm full Vac + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0940-941580 0940-941980 0940-942180	400 cc Reservoir + full Vac-Drain Kit + 800 cc Collection Bag	5	8	40	4	15 FR full Vac + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag 19 FR full Vac + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag 21 FR full Vac + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-940880 0940-941180						8 mm full Vac + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag 11 mm full Vac + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
Silicone Endo-Drain Set (Top outlet Reservoir + Endo-Drain)	0610-0610 0610-0615	100 cc Reservoir + Endo-Drain	10	8	80	3.2	10 FR Endo + 100 cc Reservoir 15 FR Endo + 100 cc Reservoir
	0610-0619 0610-0621						19 FR Endo + 100 cc Reservoir 21 FR Endo + 100 cc Reservoir
	0615-0610 0615-0615 0615-0619 0615-0621	150 cc Reservoir + Endo-Drain	10	8	80	3.2	10 FR Endo + 150 cc Reservoir 15 FR Endo + 150 cc Reservoir 19 FR Endo + 150 cc Reservoir 21 FR Endo + 150 cc Reservoir
	0620-0610 0620-0615 0620-0619 0620-0621						10 FR Endo + 200 cc Reservoir 15 FR Endo + 200 cc Reservoir 19 FR Endo + 200 cc Reservoir 21 FR Endo + 200 cc Reservoir
	0640-0615 0640-0619 0640-0621	400 cc Reservoir + Endo-Drain	5	8	40	4	15 FR Endo + 400 cc Reservoir 19 FR Endo + 400 cc Reservoir 21 FR Endo + 400 cc Reservoir

Product	REF. No.	Size	pc /box	box /ctn	pc /ctn	cuft /ctn	Description
Silicone Endo-Drain System (Top outlet Reservoir + Endo-Drain + Trocar)	0610-9610	100 cc Reservoir + Endo-Drain Kit	10	8	80	3.2	10 FR Endo + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9615						15 FR Endo + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9619						19 FR Endo + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9621						21 FR Endo + Trocar + 100 cc Reservoir
	0615-9610	150 cc Reservoir + Endo-Drain Kit	10	8	80	3.2	10 FR Endo + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9615						15 FR Endo + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9619						19 FR Endo + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9621						21 FR Endo + Trocar + 150 cc Reservoir
	0620-9610	200 cc Reservoir + Endo-Drain Kit	5	8	40	4	10 FR Endo + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9615						15 FR Endo + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9619						19 FR Endo + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9621						21 FR Endo + Trocar + 200 cc Reservoir
	0640-9615	400 cc Reservoir + Endo-Drain Kit	5	8	40	4	15 FR Endo + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9619						19 FR Endo + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9621						21 FR Endo + Trocar + 400 cc Reservoir
Silicone Endo-Drain Bag System (Bottom outlet Reservoir + Endo-Drain + Trocar + Collection Bag)	0910-961020	100 cc Reservoir + Endo-Drain Kit + 200 cc Bag	10	8	80	4	10 FR Endo + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-961520						15 FR Endo + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-961920						19 FR Endo + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-962120						21 FR Endo + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0915-961040	150 cc Reservoir + Endo-Drain Kit+ 400 cc Bag	10	8	80	4	10 FR Endo + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-961540						15 FR Endo + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-961940						19 FR Endo + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-962140						21 FR Endo + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0920-961040	200 cc Reservoir + Endo-Drain Kit + 400 cc Bag	5	8	40	4	10 FR Endo + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-961540						15 FR Endo + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-961940						19 FR Endo + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-962140						21 FR Endo + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0940-961580	400 cc Reservoir + Endo-Drain Kit + 800 cc Bag	5	8	40	4	15 FR Endo + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-961980						19 FR Endo + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-962180						21 FR Endo + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
Silicone Hubless Endo-Drain Set (Top outlet Reservoir + Endo-Drain)	0610-0710	100 cc Reservoir + Endo-Drain	10	8	80	3.2	10 FR Hubless Endo + 100 cc Reservoir
	0610-0715						15 FR Hubless Endo + 100 cc Reservoir
	0610-0719						19 FR Hubless Endo + 100 cc Reservoir
	0610-0721						21 FR Hubless Endo + 100 cc Reservoir
	0615-0710	150 cc Reservoir + Endo-Drain	10	8	80	3.2	10 FR Hubless Endo + 150 cc Reservoir
	0615-0715						15 FR Hubless Endo + 150 cc Reservoir
	0615-0719						19 FR Hubless Endo + 150 cc Reservoir
	0615-0721						21 FR Hubless Endo + 150 cc Reservoir
	0620-0710	200 cc Reservoir + Endo-Drain	5	8	40	3.2	10 FR Hubless Endo + 200 cc Reservoir
	0620-0715						15 FR Hubless Endo + 200 cc Reservoir
	0620-0719						19 FR Hubless Endo + 200 cc Reservoir
	0620-0721						21 FR Hubless Endo + 200 cc Reservoir
	0640-0715	400 cc Reservoir + Endo-Drain	5	8	40	4	15 FR Hubless Endo + 400 cc Reservoir
	0640-0719						19 FR Hubless Endo + 400 cc Reservoir
	0640-0721						21 FR Hubless Endo + 400 cc Reservoir
Silicone Hubless Endo-Drain System (Top outlet Reservoir + Endo-Drain + Trocar)	0610-9710	100 cc Reservoir + Endo-Drain Kit	10	8	80	3.2	10 FR Hubless Endo+Trocar+100 cc Reservoir
	0610-9715						15 FR Hubless Endo+Trocar+100 cc Reservoir
	0610-9719						19 FR Hubless Endo+Trocar+100 cc Reservoir
	0610-9721						21 FR Hubless Endo+Trocar+100 cc Reservoir
	0615-9710	150 cc Reservoir + Endo-Drain Kit	10	8	80	3.2	10 FR Hubless Endo+Trocar+150 cc Reservoir
	0615-9715						15 FR Hubless Endo+Trocar+150 cc Reservoir
	0615-9719						19 FR Hubless Endo+Trocar+150 cc Reservoir
	0615-9721						21 FR Hubless Endo+Trocar+150 cc Reservoir
	0620-9710	200 cc Reservoir + Endo-Drain Kit	5	8	40	4	10 FR Hubless Endo+Trocar+200 cc Reservoir
	0620-9715						15 FR Hubless Endo+Trocar+200 cc Reservoir
	0620-9719						19 FR Hubless Endo+Trocar+200 cc Reservoir
	0620-9721						21 FR Hubless Endo+Trocar+200 cc Reservoir
	0640-9715	400 cc Reservoir + Endo-Drain Kit	5	8	40	4	15 FR Hubless Endo+Trocar+400 cc Reservoir
	0640-9719						19 FR Hubless Endo+Trocar+400 cc Reservoir
	0640-9721						21 FR Hubless Endo+Trocar+400 cc Reservoir

Product	REF. No.	Size	pc /box	box /ctn	pc /ctn	cuft /ctn	Description
Silicone Hubless Endo- Drain Bag System (Bottom outlet Reservoir + Endo-Drain + Trocar + Collection Bag)	0910-971020	100 cc Reservoir + Endo- Drain Kit + 200 cc Bag	10	8	80	4	10 FR Hubless Endo+Trocar+100 Reservoir+200 Bag
	0910-971520						15 FR Hubless Endo+Trocar+100 Reservoir+200 Bag
	0910-971920						19 FR Hubless Endo+Trocar+100 Reservoir+200 Bag
	0910-972120						21 FR Hubless Endo+Trocar+100 Reservoir+200 Bag
	0915-971040	150 cc Reservoir + Endo- Drain Kit+ 400 cc Bag	10	8	80	4	10 FR Hubless Endo+Trocar+150 Reservoir+400 Bag
	0915-971540						15 FR Hubless Endo+Trocar+150 Reservoir+400 Bag
	0915-971940						19 FR Hubless Endo+Trocar+150 Reservoir+400 Bag
	0915-972140						21 FR Hubless Endo+Trocar+150 Reservoir+400 Bag
	0920-971040	200 cc Reservoir + Endo- Drain Kit + 400 cc Bag	5	8	40	4	10 FR Hubless Endo+Trocar+200 Reservoir+400 Bag
	0920-971540						15 FR Hubless Endo+Trocar+200 Reservoir+400 Bag
	0920-971940						19 FR Hubless Endo+Trocar+200 Reservoir+400 Bag
	0920-972140						21 FR Hubless Endo+Trocar+200 Reservoir+400 Bag
	0940-971580	400 cc Reservoir + Endo- Drain Kit + 800 cc Bag	5	8	40	4	15 FR Hubless Endo+Trocar+400 Reservoir+800 Bag
	0940-971980						19 FR Hubless Endo+Trocar+400 Reservoir+800 Bag
	0940-972180						21 FR Hubless Endo+Trocar+400 Reservoir+800 Bag

Product	REF. No.	Size	pc /box	box /ctn	pc /ctn	cuft /ctn	Description
Round Drain Set (Top outlet Reservoir + Round Drain)	0610-0208	100 cc Reservoir + Round Drain	10	8	80	3.2	8 FR Round end+ 100 cc Reservoir
	0610-0210						10 FR Round end + 100 cc Reservoir
	0610-0212						12 FR Round end + 100 cc Reservoir
	0610-0214						14 FR Round end + 100 cc Reservoir
	0610-0216						16 FR Round end + 100 cc Reservoir
	0610-0218						18 FR Round end + 100 cc Reservoir
	0610-0220						20 FR Round end + 100 cc Reservoir
	0610-0308						8 FR Round mid + 100 cc Reservoir
	0610-0310						10 FR Round mid + 100 cc Reservoir
	0610-0312						12 FR Round mid + 100 cc Reservoir
	0610-0314						14 FR Round mid + 100 cc Reservoir
	0610-0316						16 FR Round mid + 100 cc Reservoir
	0610-0318						18 FR Round mid + 100 cc Reservoir
	0610-0320						20 FR Round mid + 100 cc Reservoir
	0615-0208	150 cc Reservoir + Round Drain	10	8	80	3.2	8 FR Round end + 150 cc Reservoir
	0615-0210						10 FR Round end + 150 cc Reservoir
	0615-0212						12 FR Round end + 150 cc Reservoir
	0615-0214						14 FR Round end + 150 cc Reservoir
	0615-0216						16 FR Round end + 150 cc Reservoir
	0615-0218						18 FR Round end + 150 cc Reservoir
	0615-0220						20 FR Round end + 150 cc Reservoir
	0615-0308						8 FR Round mid + 150 cc Reservoir
	0615-0310						10 FR Round mid + 150 cc Reservoir
	0615-0312						12 FR Round mid + 150 cc Reservoir
	0615-0314						14FR Round mid + 150cc Reservoir
	0615-0316						16 FR Round mid + 150 cc Reservoir
	0615-0318						18 FR Round mid + 150 cc Reservoir
	0615-0320						20 FR Round mid + 150 cc Reservoir
	0620-0208	200 cc Reservoir + Round Drain	5	8	40	3.2	8 FR Round end + 200 cc Reservoir
	0620-0210						10 FR Round end + 200 cc Reservoir
	0620-0212						12 FR Round end + 200 cc Reservoir
	0620-0214						14FR Round end + 200 cc Reservoir
	0620-0216						16 FR Round end + 200 cc Reservoir
	0620-0218						18 FR Round end + 200 cc Reservoir
	0620-0220						20 FR Round end + 200 cc Reservoir
	0620-0308						8 FR Round mid + 200 cc Reservoir
	0620-0310						10 FR Round mid + 200 cc Reservoir
	0620-0312						12 FR Round mid + 200 cc Reservoir
	0620-0314						14 FR Round mid + 200 cc Reservoir
	0620-0316						16 FR Round mid + 200 cc Reservoir
	0620-0318						18 FR Round mid + 200 cc Reservoir
	0620-0320						20 FR Round mid + 200 cc Reservoir
	0640-0216	400 cc Reservoir + Round Drain	5	8	40	4	16 FR Round end + 400 cc Reservoir
	0640-0218						18 FR Round end + 400 cc Reservoir
	0640-0220						20 FR Round end + 400 cc Reservoir
	0640-0316						16 FR Round mid + 400 cc Reservoir
	0640-0318						18 FR Round mid + 400 cc Reservoir
	0640-0320						20 FR Round mid + 400 cc Reservoir

Product	REF. No.	Size	pc /box	box /ctn	pc /ctn	cuft /ctn	Description
Round Drain System (Top outlet Reservoir + Round Drain + Trocar)	0610-9208	100 cc Reservoir + Round Drain Kit	10	8	80	3.2	8 FR Round end + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9210						10 FR Round end + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9214						14 FR Round end + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9216						16 FR Round end + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9218						18 FR Round end + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9220						20 FR Round end + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9308						8 FR Round mid + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9310						10 FR Round mid + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9314						14 FR Round mid + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9316						16 FR Round mid + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9318						18 FR Round mid + Trocar + 100 cc Reservoir
	0610-9320						20 FR Round mid + Trocar + 100 cc Reservoir
	0615-9208	150 cc Reservoir + Round Drain Kit	10	8	80	3.2	8 FR Round end + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9210						10 FR Round end + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9214						14 FR Round end + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9216						16 FR Round end + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9218						18 FR Round end + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9220						20 FR Round end + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9308						8 FR Round mid + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9310						10 FR Round mid + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9314						14 FR Round mid + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9316						16 FR Round mid + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9318						18 FR Round mid + Trocar + 150 cc Reservoir
	0615-9320						20 FR Round mid + Trocar + 150 cc Reservoir
	0620-9208	200 cc Reservoir + Round Drain Kit	5	8	40	3.2	8 FR Round end + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9210						10 FR Round end + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9214						14 FR Round end + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9216						16 FR Round end + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9218						18 FR Round end + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9220						20 FR Round end + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9308						8 FR Round mid + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9310						10 FR Round mid + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9314						14 FR Round mid + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9316						16 FR Round mid + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9318						18 FR Round mid + Trocar + 200 cc Reservoir
	0620-9320						20 FR Round mid + Trocar + 200 cc Reservoir
	0640-9216	400 cc Reservoir + Round Drain Kit	5	8	40	4	16 FR Round end + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9218						18 FR Round end + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9220						20 FR Round end + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9316						16 FR Round mid + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9318						18 FR Round mid + Trocar + 400 cc Reservoir
	0640-9320						20 FR Round mid + Trocar + 400 cc Reservoir

Product	REF. No.	Size	pc /box	box /ctn	pc /ctn	cuft /ctn	Description
Round Drain Bag System (Bottom outlet Reservoir + Round Drain + Trocar+ Collection Bag)	0910-920820	100 cc Reservoir + Round Drain Kit + 200 cc Collection Bag	10	8	80	4	8 FR Round end + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-921020						10 FR Round end + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-921420						14 FR Round end + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-921620						16 FR Round end + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-921820						18 FR Round end + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-922020						20 FR Round end + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-930820						8 FR Round mid + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-931020						10 FR Round mid + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-931420						14 FR Round mid + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-931620						16 FR Round mid + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-931820						18 FR Round mid + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0910-932020						20 FR Round mid + Trocar + 100 Reservoir + 200 Bag
	0915-920840	150 cc Reservoir + Round Drain Kit + 400 cc Collection Bag	10	8	80	4	8 FR Round end + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-921040						10 FR Round end + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-921440						14 FR Round end + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-921640						16 FR Round end + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-921840						18 FR Round end + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-922040						20 FR Round end + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-930840						8 FR Round mid + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-931040						10 FR Round mid + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-931440						14 FR Round mid + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-931640						16 FR Round mid + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-931840						18 FR Round mid + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0915-932040						20 FR Round mid + Trocar + 150 Reservoir + 400 Bag
	0920-920840		5	8	40	4	8 FR Round end + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-921040						10 FR Round end + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-921440						14 FR Round end + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-921640						16 FR Round end + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-921840						18 FR Round end + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-922040						20 FR Round end + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-930840						8 FR Round mid + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-931040						10 FR Round mid + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-931440						14 FR Round mid + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-931640						16 FR Round mid + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-931840						18 FR Round mid + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0920-932040						20 FR Round mid + Trocar + 200 Reservoir + 400 Bag
	0940-921680	400 cc Reservoir + Round Drain Kit + 800 cc Collection Bag	5	8	40	4	16 FR Round end + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-921880						18 FR Round end + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-922080						20 FR Round end + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-931680						16 FR Round mid + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-931880						18 FR Round mid + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag
	0940-932080						20 FR Round mid + Trocar + 400 Reservoir + 800 Bag