

LAZO VASCULAR DE SILICONA



LAZO VASCULAR DE SILICONA

USOS PREVISTOS:

El Lazo Vascular de Silicona "Fortune" se usa durante los procesos complicados de una operación por ofrecer retracción, oclusión, e identificación de arteria, nervio, vena, tendón o uréter.


Características del Lazo Vascular de Silicona "Fortune"

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Material blando para mayor comodidad.
- Radiopaco.
- No adhesivo y no absorbente al tejido.
- No tóxico y sin látex.
- Paquete estéril.
- Disponible en 4 medidas y 4 colores.




ESPECIFICACIONES

REF. No.	Medidas	Aplicación
9005-0503R		Rojo
9005-0503B	Ancho: 0.5mm Espesor: 0.3mm	Azul
9005-0503Y	Largo: 450mm	Amarillo
9005-0503W		Blanco



9005-0503X

REF. No.	Medidas	Aplicación
9005-1309R		Rojo
9005-1309B	Ancho: 1.3mm Espesor: 0.9mm	Azul
9005-1309Y	Largo: 450mm	Amarillo
9005-1309W		Blanco



9005-1309X

LAZO VASCULAR DE SILICONA

REF. No.	Medidas	Aplicación
9005-2510R		Rojo
9005-2510B	Ancho: 2.5mm	Azul
9005-2510Y	Espesor: 1.0mm Largo: 450mm	Amarillo
9005-2510W		Blanco
9005-2510A		Rojo, Azul, Amarillo, Blanco



9005-2510X

REF. No.	Medidas	Aplicación
9005-5013R		Rojo
9005-5013B	Ancho: 5.0mm Espesor: 1.3mm	Azul
9005-5013Y	Largo: 450mm	Amarillo
9005-5013W		Blanco



9005-5013X



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com