

CUBIERTA DE SILICONA PARA PINZA QUIRÚRGICA

Proporciona el material protector para
hemóstatos, pinzas quirúrgicas y fórceps.

CUBIERTA DE SILICONA PARA PINZA QUIRÚRGICA


Cubierta de Silicona para Pinza Quirúrgica Fortune®:

La cubierta de silicona se utiliza para proporcionar al vaso o tejido un pinzamiento u oclusión atraumática del vaso durante la cirugía.

Apto para cirugías que utilizan varias pinzas, como hemóstatos, fórceps y pinzas quirúrgicas.

Características:


- Está hecha de silicona de grado médico, radiopaca y está disponible en 3 colores y 3 medidas. La elasticidad de silicona se puede utilizar para la mayoría de los tamaños de pinza quirúrgica.
- La cubierta de silicona para pinza quirúrgica se puede recortar a la longitud deseada para adaptarse a las mandíbulas de instrumentales quirúrgicos de varios tamaños, y la interfaz de borde dentado proporciona un agarre suave, estable, antideslizante y firme.
- La forma del lumen se ajusta a la forma de las pinzas quirúrgicas o fórceps, evita que la cubierta de silicona se tuerza o se deslice.



ESPECIFICACIONES

REF. No.	Medida	Longitud	Color
9002-SR250	2.5 mm	127 mm (5 Pulgada)	Rojo
9002-MW410	4.1 mm	127 mm (5 Pulgada)	Blanco

REF. No.	Medida	Longitud	Color
9002-LB570	5.7 mm	127 mm (5 Pulgada)	Azul



9002-XXXXX



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com