

DREN TORÁCICO DE SILICONA

Una compatibilidad superior para el drenaje torácico



THORACIC
SURGICAL
SERIES

DREN TORÁCICO DE SILICONA

Características de Foutune® Dren Torácico de


Silicona:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Fuerza superior reduce el riesgo de desgarro o ruptura.
- Silicona transparente de buena calidad ofrece inspección visual del drenaje.
- Silicona suave y resistente al retorcimiento se ajusta fácilmente a la anatomía para comodidad al paciente.
- Línea radiopaca.
- Punta biselada y eje suave reducen el traumatismo durante la inserción y la retirada.
- Orificios ampliados maximizan el drenaje y evita la obstrucción.
- Embudo expandible se conecta fácilmente con el conector de gran diámetro exterior para la colección del fluido.
- Disponible en 3 tipos:
Tipo S : Tubo recto
Tipo SF : Tubo recto con embudo
Tipo RF : Tubo de ángulo recto con embudo
- Doble embalaje estéril

Dren torácico de Silicona, Tipo S

Dren torácico de Silicona, Tipo SF

Dren torácico de Silicona, Tipo RF



ESPECIFICACIONES

Dren torácico, Tipo SF:

REF.	Medida	Diámetro Exterior	Diámetro Interior	Descripción
2018-0116	16 FR	5.3 mm	3.5 mm	
2018-0120	20 FR	6.7 mm	4.5 mm	
2018-0124	24 FR	8.0 mm	5.5 mm	- Tipo recto con embudo
2018-0128	28 FR	9.3 mm	6.5 mm	- 500mm
2018-0132	32 FR	10.7 mm	7.5 mm	- Línea radiopaca
2018-0136	36 FR	12.0 mm	8.5 mm	
2018-0140	40 FR	13.3 mm	9.5 mm	



2018-01XX

DREN TORÁCICO DE SILICONA

Dren torácico, Tipo S :


REF.	Medidas	Diámetro Exterior	Diámetro Interior	Descripción
2018-0009	9 FR	3.0 mm	1.8 mm	
2018-0012	12 FR	4.0 mm	2.5 mm	
2018-0015	15 FR	5.0 mm	3.3 mm	
2018-0016	16 FR	5.3 mm	3.5 mm	
2018-0018	18 FR	6.0 mm	4.0 mm	
2018-0020	20 FR	6.7 mm	4.5 mm	
2018-0021	21 FR	7.0 mm	4.8 mm	
2018-0022	22 FR	7.3 mm	5.0 mm	- Tipo recto
2018-0024	24 FR	8.0 mm	5.5 mm	- 500mm
2018-0027	27 FR	9.0 mm	6.3 mm	- Línea radiopaca
2018-0028	28 FR	9.3 mm	6.5 mm	
2018-0030	30 FR	10.0 mm	7.0 mm	
2018-0032	32 FR	10.7 mm	7.5 mm	
2018-0033	33 FR	11.0 mm	7.8 mm	
2018-0034	34 FR	11.3 mm	8.0 mm	
2018-0036	36 FR	12.0 mm	8.5 mm	
2018-0040	40 FR	13.3 mm	9.5 mm	



2018-00XX

Dren torácico, Tipo RF:

REF.	Medidas	Diámetro Exterior	Diámetro Interior	Descripción
2018-0516	16 FR	5.3 mm	3.5 mm	
2018-0520	20 FR	6.7 mm	4.5 mm	
2018-0524	24 FR	8.0 mm	5.5 mm	- Tipo de ángulo recto con embudo
2018-0528	28 FR	9.3 mm	6.5 mm	- 500mm
2018-0532	32 FR	10.7 mm	7.5 mm	- Línea radiopaca
2018-0536	36 FR	12.0 mm	8.5 mm	
2018-0540	40 FR	13.3 mm	9.5 mm	



2018-05XX



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
 Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
 Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
 www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com